

## 0017 综合PDA琼脂(Synthetic Potato Medium)

马铃薯提取液	1000.0 mL
葡萄糖	20.0 g
酵母浸粉	0.1 g
KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	3.0 g
MgSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	1.5 g
琼脂	15.0 g
pH	6.0

马铃薯提取液：取去皮马铃薯200.0 g，切成小块，加水1000.0 mL煮沸30 min，滤去马铃薯块，将滤液补足至1000.0 mL。以上成分121℃，灭菌15 min。液体培养基不加琼脂。推荐使用成品培养基。



公众号：CICC菌种平台

中国工业微生物菌种保藏管理中心（CICC）



地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院6号楼（100015）



电话：010-53218300



邮箱：sales@china-cicc.org



网址：www.china-cicc.org