

0786 含去纤维蛋白酶羊血的胰酪胨大豆琼脂培养基

胰蛋白胨	15.0 g
大豆蛋白胨	5.0 g
NaCl	5.0 g
脱纤维羊血（灭菌后 添加）	50.0 mL
琼脂	15.0 g
蒸馏水	1000.0 mL

以上成分121℃，灭菌15 min，冷却到50℃，添加脱纤维羊血，轻轻混匀。液体培养基不添加琼脂。



公众号：CICC菌种平台

中国工业微生物菌种保藏管理中心（CICC）



地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院6号楼（100015）



电话：010-53218300



邮箱：sales@china-cicc.org



网址：www.china-cicc.org