

0795 EG培养基

牛肉浸粉	2.4 g
豚蛋白胨	10.0 g
酵母浸粉	5.0 g
葡萄糖	1.5 g
可溶性淀粉	0.5 g
Na ₂ HPO ₄	4.0 g
L-半胱氨酸	0.2 g
L-半胱氨酸盐酸盐	0.5 g
脱纤维羊血	50.0 mL
琼脂	15.0 g
蒸馏水	1000.0 mL
pH	7.6~7.8

以上成分121℃，灭菌15 min，冷却到50℃，添加脱纤维羊血，轻轻混匀。液体培养基不添加琼脂。



公众号：CICC菌种平台

中国工业微生物菌种保藏管理中心（CICC）



地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院6号楼（100015）



电话：010-53218300



邮箱：sales@china-cicc.org



网址：www.china-cicc.org